

Gewinnung einer Stuhlprobe

Patienteninformation



Als erstes das Stuhlröhrchen beschriften!!

Der Stuhlöffel fasst 1 ml. Der Löffel ist im Verschluss fest verankert und reicht etwa bis in die Mitte der Röhre.

Nutzen Sie einen Stuhlfänger bzw. eine geeignete Unterlage.

- Stuhl mit dem Stuhlöffel entnehmen
- den Stuhlöffel wieder in das Stuhlröhrchen zurückstecken und zu drehen



Das Stuhlröhrchen wird mit dem Boden voran in den roten Deckel gesteckt. Der Deckel wird mit dem Stuhlröhrchen in das Schutzgefäß mit der Saugeinlage gesteckt.

Stuhlprobe sollte am gleichen Tag in die Praxis gebracht werden, bis zur Abgabe bitte gekühlt lagern.